

HEELIFT CLASSIC • HEELIFT GLIDE • HEELIFT GLIDE ULTRA

# 1

Place the foot inside of boot with the heel resting above the opening.

Placez le pied dans la botte avec le talon placé au-dessus de l'ouverture de suspension du talon.



# 2

Thread straps through the D-rings and secure straps back together.

Passez les sangles par les bagues en D. Utilisez la fermeture crochet-boucle pour fixer las sangles.



# 3

Test the fit under heel opening. **Ensure no straps touch the skin.**

Testez l'ajustement sous l'ouverture de talon. **Assurez-vous que les sangles ne touchent pas la peau.**

*Optional forefoot strap*



*La sangle d'avant-pied est facultative*

EXAMINE LOWER EXTREMITY  
EVERY 8 HOURS OR SOONER  
AS REQUIRED

EXAMINER LE MEMBRE  
INFÉRIEUR TOUS LES 8 HEURES  
OU PLUS TÔT AU BESOIN

View Heelift Application video:  
Voir la vidéo de l'application Heelift:

[bit.ly/Heelift\\_Application](https://bit.ly/Heelift_Application)

# CUSTOMIZING FACULTATIVE




MALLEOLAR DECUBITUS

DÉCUBITUS MALLÉOLAIRE

ACHILLES TENDON

TENDON D'ACHILLE



SCD AND HEELIFT

SCD AVEC HEELIFT



If using Heelift Ultra Boots,  
pull back the removable  
elevation pad cover first.

Si vous utilisez des bottes  
Ultra, retirez-les couverture  
d'élévation en premier.



- Single-Patient Use
- Not Made with Natural Rubber Latex

- Utilisation à un seul patient
- Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel

View the Heelift Customizing video:  
Voir la vidéo de personnalisation de Heelift:

[bit.ly/Heelift\\_Customizing](https://bit.ly/Heelift_Customizing)

# HEELIFT ANTI-ROTATION WEDGE

## LE TALON ANTI-ROTATION HEELIFT

Use Heelift Anti-Rotation Wedge (available separately) for prevention of internal or external rotation.



Utilisez le talon anti-rotation Heelift pour la prévention des et rotation de la jambe externe.

## HEELIFT SIZING CHART

### HEELIFT TABLEAU DES TAILLES



### CALF CIRCUMFERENCE

9 in (23 cm) from the heel

### CIRCONFÉRENCE DU MOLLET

9 in (23 cm) des pieds

STANDARD  
STANDARD

10 - 15 in (25 - 38 cm)

PETITE  
PETIT

6 - 10 in (15 - 25 cm)

BARIATRIC  
BARIATRIQUE

15 - 23 in (38 - 58 cm)

- Heelift AFOs available in STANDARD ONLY
- Bariatric Size in SMOOTH INTERIOR ONLY

- Heelift AFO disponibles en STANDARD SEULEMENT
- Taille Bariatrique dans LISSE SEULEMENT

## CHOICE OF INTERIOR

### CHOIX D'INTÉRIEUR

UltraTec Liner  
*Doublure UltraTec*



Smooth  
*Lisse*



Convuluted  
*Convoluté*



# CARE INSTRUCTIONS

## INSTRUCTIONS DE SOINS



To hand wash use a mild cleanser and warm water.

Pour le lavage à la main, utiliser un détergent doux et de l'eau tiède.




To machine wash and dry secure straps and place in laundry bag.

Pour le lavage et le séchage à la machine, fixer les sangles et placer les bottes dans un filet pour lessive ou dans une taie d'oreiller.



Do not bleach.

Ne pas utiliser de chlore.



To sanitize use an antiseptic spray.

Pour la désinfection, utiliser une solution antiseptique en vaporisateur après le lavage.



To sterilize use standard protocols with a steam autoclave.

Pour stériliser, utiliser des protocoles standards avec un autoclave à vapeur.



Health Solutions

Position Health



Walgreen Health Solutions, LLC  
1316 Sherman Avenue  
Evanston, IL 60201 USA

EC REP

DARCO (Europe) GmbH  
Gewerbegebiet 18  
82399 Raisting, Germany

+1.800.254.5438 | +1.847.328.9540  
www.walgreenhealthsolutions.com



© 2018, Walgreen Health Solutions, LLC. All rights reserved.